


# LEJRELET

Tube 250


Støtte af hele kroppen i sideleje.



# LEJRELET

Tube 250

Lejring i ca. 30 graders vinkel.




---

  
**VENDLET**  
OVERSKUD TIL OMSORG

# LEJRELET

Tube 250


Trykafastning af skulder blade og arme i rygleje.



# LEJRELET

Tube 250


Understøttelse af ben og aflastning af hæle.



# LEJRELET

Tube 125


Støtte af kroppen i sideleje.



# LEJRELET

Tube 125

30 graders lejring ved ben amputation.



# LEJRELET

Tube 125

Understøttelse af ben og underarme i siddende stilling.



# LEJRELET

Tube 125 og Pad Low

Stabil sideleje ved flektionskontratur



---


  
**VENDLET**  
OVERSKUD TIL OMSORG



# LEJRELET

Pad High


Understøttelse af ben ved sideleje.



# LEJRELET

Pad High


Understøttelse af ben i forbindelse med nedre hygiejne.



# LEJRELET

Pad High


Understøttelse af arm i sideleje.



# LEJRELET

Wedge og Pad High


Aflastning af hæle, ben og lænd.



# LEJRELET

Wedge og Pad High


Stabil 70 graders lejring med god understøttelse af underbenen.



# LEJRELET

Wedge og Pad High


Stabil 30 graders lejring med god understøttelse af underbenen.



# LEJRELET

Wedge og Pad High


Stabilt sideleje der forebygger,  
at den sengeliggende ruller om på maven.



# LEJRELET

Wedge og Pad High

Stabilt sideleje der forebygger, at den sengeliggende ruller om på ryggen. Ideel ved nedre hygiejne.






# LEJRELET

Wedge


Stabilisering bag ryggen i sideleje.



# LEJRELET

Wedge


Stabilisering foran kroppen i sideleje og støtte af arm.



# LEJRELET

Wedge


Understøttelse af ben i sideleje.



# LEJRELET

Wedge


Understøttelse af ben i rygleje.



# LEJRELET

Pad Low


Understøttelse af arm / hånd.



# LEJRELET

Pad Low

Understøttelse af ben og hæle.



# LEJRELET

Pad Low


Trykaflastning mellem knæ ved sideleje.



# LEJRELET

Pad Low

Sammenrullet, bøjet og foldet f.eks. som abduktionskile.





# LEJRELET

Oval

Den lille pudes vandring

